



Troponine T Hs : désengorger les urgences

Une nouvelle technologie de dosage de Troponine T Hypersensible, pour une prise en charge plus rapide des patients aux urgences


Des performances répondant aux recommandations internationales



Diagnostic précoce des SCA



La cinétique confirme en moins de 3h le diagnostic d'IDM



Réduction des temps de séjour aux urgences



Une cinétique évolutive est en faveur d'un SCA
 Un doublement entre H0 et H3 permet d'affirmer l'IDM⁽³⁾

Automate de dernière génération couvrant les paramètres cardiaques



Pour toutes informations supplémentaires contactez
 imene.zitouni@roche.com / Tél. +213 21 98 81 50



IDM : Infarctus Du Myocarde ; SCA : Syndrome Coronarien Aigu ; 1 µg/L = 1000 ng/L